

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: 血小板分析仪专用清洗液

试剂批号: 22512261

检验日期: 2025.12.31

试剂规格: 1L、5L

| 检验项目 | 要求 | 检验结果 | | | | 结果判定 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | 检测 1 | 检测 2 | 检测 3 | 均值 | |
| 外观 | 无色或淡黄色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。 | 符合要求 | | | | √ |
| 净含量 | 不低于标示值。 | 5.05L | 5.05L | 5.05L | 5.05L | √ |
| pH 值 | SBD 清洗液: 25±1℃, pH≥12; NCH 清洗液: 25±1℃, pH=7.80±0.05; 血小板分析仪专用清洗液: 25±1℃, pH=7.00±0.50; HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: 25±1℃, pH=7.10±0.20。 | 检测温度: 25.0℃ | | | | √ |
| | | 7.12 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | |
| 空白值 | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: WBC≤0.3×10 ⁹ /L | — | — | — | — | √ |
| | 血小板分析仪专用清洗液: RBC≤0.03×10 ¹² /L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: RBC≤0.03×10 ¹² /L | | | | | |
| | 血小板分析仪专用清洗液: PLT≤10×10 ⁹ /L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: PLT≤20×10 ⁹ /L | | | | | |
| HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: HGB≤2g/L | | | | | | |
| 结论 | 检验是否合格。 | 合格 | | | | |



检验人: 张军

复核人: 樊红

批准人: 周琦